



瓶口分液器

- 采用惰性材料和玻璃活塞, 化学兼容性强
- 易于拆装、清洗和定期维护
- 可以整体进行121°C下高温高压蒸汽灭菌
- 刻度尺清晰可见, 量程锁定快速、准确、重复性
- 回流阀设计可减少试剂浪费, 并避免闲置时试剂滴漏
- 标配六种规格的瓶口适配器可适用于大多数实验室常见试剂瓶



LMP-BD10



瓶口适配器 (标配)



扳手 (标配)



校准工具 (标配)

技术参数

型号	量程	增量	最大允许系统误差		最大允许随机误差	
	mL	mL	μL	%	μL	%
LMP-BD05	0.5~5	0.1	±25	±0.5	±10	±0.2
LMP-BD10	1.0~10	0.2	±50	±0.5	±20	±0.2
LMP-BD25	2.5~25	0.5	±125	±0.5	±50	±0.2
LMP-BD50	5.0~50	1.0	±250	±0.5	±100	±0.2
LMP-BD100	10~100	2.0	±500	±0.5	±200	±0.2

标准配置

主机	1个
进液管 (LMP-BD-TUBE)	2个*
扳手	1个
校准工具	1个
瓶口适配器	1套**

*包含160mm, 300mm进液管

**包含S40 (45/40mm), GL38 (45/38mm), GL32 (45/32mm), GL28 (32/28mm), GL25 (32/25mm)

可选配置

排液管	LMP-BD-DT01
排液管组件*	LMP-BD-DTS01
排液管**	LMP-BD-DT02
排液管组件**	LMP-BD-DTS02

*适用于LMP-BD05, LMP-BD10

**适用于LMP-BD25, LMP-BD50, LMP-BD100